

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

1/21 페이지

[녹십자-알부민주 20%]
제조 및 품질관리요약서

제조번호 : 162A25557

부서명 : 품질보증팀
회사명 : (주)녹십자

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

2/21 페이지

녹십자-알부민주 20%

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	(주) 녹십자
	주소	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2 로 586
신청자		허은철
제품명		녹십자-알부민주 20%
생기수재명		사람 혈청 알부민
허가번호(최종허가일)		제 445 호 (2025. 04. 11.)
원료약품 및 분량		100 밀리리터 중 제조방법 : ☐ [제 1 법], ☒ [제 2 법], ☐ [제 3 법] 주 성 분 : 사람혈청알부민(별규) 20g 안정화제 : N-아세틸트립토판(EP) 0.3940g 카프릴산나트륨(EP) 0.2659g 등장화제 : 염화나트륨(EP)적량 pH 조절제 : 수산화나트륨(EP)적량 용 제 : 주사용수(KP)적량
포장단위		☐ 1 바이알/상자(바이알(50 밀리리터)) ☒ 1 바이알/상자(바이알(100 밀리리터))
제조번호		162A25557
신청수량		4,850 병
제조년월일		2025. 11. 21.
최종유효년월일		2029. 02. 20.
저장방법		30 °C 이하에서 동결을 피해 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 39 개월
투여경로		정주 또는 점적 주사

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

3/21 페이지

1.2 제조요약정보

원료	개별혈장	제조원	대한적십자사, 한마음혈액원	
원획분	원료혈장	제조번호 및 제조년월일	600A25562	2025. 03. 28.
			600A25575	2025. 04. 15.
			600A25578	2025. 04. 18.
		제조원	(주) 녹십자	
	원획분	제조번호 및 제조년월일	670A25562	2025. 04. 02.
			670A25575	2025. 04. 19.
			670A25578	2025. 04. 24.
		제조원	(주) 녹십자	
최종원액		제조번호	F162A25557	
		제조년월일	2025. 11. 06.	
		제조원	(주) 녹십자	
완제의약품		제조번호	162A25557	
		제조원	(주) 녹십자	
		제조년월일	2025. 11. 21.	
		총 제조수량	4,898 병	
		확인/서명일	2026. 02. 20.	
		분병일자	2025. 11. 21.	
		바이러스 불활화 제거방법 및 최종검증일	냉 에탄올 분획, 저온살균 (60°C, 10~11 시간) 2009 년 5 월 27 일	

* 채장혈액원의 자세한 정보는 아래 표에 기재

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

4/21 페이지

* 채장혈액원 정보

■ 국내

허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험 기관	본 lot 에 해당 원료 사용 여부		비고
			Yes	No	
대한적십자사 서울중앙	서울특별시 강서구 공항대로 591	대한적십자사		○	N/A
대한적십자사 서울남부	서울특별시 강남구 개포로 31 길 48			○	
대한적십자사 서울동부	서울특별시 노원구 동일로 1329		○		
대한적십자사 부산	부산광역시 부산진구 전포대로 168			○	
대한적십자사 대구·경북	대구광역시 중구 태평로 7 길		○		
대한적십자사 인천	인천광역시 연수구 함박외로 220		○		
대한적십자사 울산	울산광역시 중구 함월 10 길 25		○		
대한적십자사 경기	경기도 수원시 영통구 월드컵로 82 번길 20		○		
대한적십자사 강원	강원특별자치도 춘천시 퇴계공단 1 길 8		○		
대한적십자사 충북	충북 청주시 흥덕구 가로수로 1000		○		
대한적십자사 대전·세종·충남	대전광역시 대덕구 송촌남로 22		○		
대한적십자사 전북	전북 전주시 덕진구 혁신로 463		○		
대한적십자사 광주·전남	광주광역시 남구 서문대로 406		○		

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

5/21 페이지

대한적십자사 경남	경남 창원시 의창구 용지로 226			O	
대한적십자사 제주	제주특별자치도 제주시 오남로 45			O	
한마음혈액원	경기도 군포시 산본로 48 번길 8	한마음혈액원	O		N/A
헌혈카페 신림점	서울시 관악구 신림로 321 동진빌딩 4 층		O		
헌혈카페 신흥점	경기도 성남시 수정구 산성대로 249		O		
헌혈카페 홍대점	서울시 마포구 양화로 176 Y-Z Park 5 층		O		
헌혈카페 안산점	경기도 안산시 단원구 고잔 2 길 59 신세기빌딩 202 호, 204 호		O		
헌혈카페 수원점	수원시 팔달구 향교로 1, 3 층		O		
헌혈카페 시흥배곧점	경기도 시흥시 배곧 3 로 96(M-플러스 212 호)		O		
헌혈카페 청량리점	서울시 동대문구 왕산로 205 동광빌딩 4 층		O		
헌혈카페 미금점	성남시 분당구 돌마로 73 우방코아 3 층		O		
헌혈카페 역곡점	부천시 소사구 경인로 511 역곡대덕빌딩 3 층		O		
헌혈카페 미아사거리점	서울시 강북구 도봉로 45 3 층		O		
헌혈카페 화정점	경기도 고양시 덕양구 화신로 272 번길 58, 영프라자 5 층		O		
헌혈카페 영통점	경기도 수원시 영통구 청명남로 21,2 층 203 호		O		
헌혈카페 의정부점	경기도 의정부시 오목로 205 번길 55 메가타워 3 층		O		
헌혈카페 광주점	경기도 광주시 중앙로 95-11. 성환빌딩 B 동 4 층		O		

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

6/21 페이지

헌혈카페 구파발점	서울특별시 은평구 진관 2로 15-46 메트로프라자 2층		O		
헌혈카페 이천	경기도 이천시 중리천로 58, 2층 (이천 CGV 건물)		O		
헌혈카페 인천논현	인천광역시 남동구 청능대로 583 중앙프라자 3층		O		
헌혈카페 미사	경기도 하남시 미사강변동로 95		O		
헌혈카페 관저	대전 서구 관저로 142		O		

□ 수입

허가받은 수출업소명	허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험 기관	본 lot 에 해당 원료 사용 여부		비고
				Yes	No	

* 본 lot 에 사용된 모든 혈액원의 바이러스부정시험결과 및 시험에 사용된 kit 정보에
대한 CoA 첨부

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

7/21 페이지

1.3 제조요약도

원료혈장 1		원료혈장 2		원료혈장 3	
제조번호	600A25562	제조번호	600A25575	제조번호	600A25578
제조년월일	2025. 03. 28.	제조년월일	2025. 04. 15.	제조년월일	2025. 04. 18.
제조량	2,598.114 L	제조량	2,597.234 L	제조량	2,597.429 L
원획분 1		원획분 2		원획분 3	
제조번호	670A25562	제조번호	670A25575	제조번호	670A25578
제조년월일	2025. 04. 02.	제조년월일	2025. 04. 19.	제조년월일	2025. 04. 24.
제조량	330.5 kg	제조량	318.5 kg	제조량	311.5 kg
최종원액					
제조번호		F162A25557			
제조년월일		2025. 11. 06.			
제조량		512.0 L			
완제의약품					
제조번호		162A25557			
제조년월일		2025. 11. 21.			
제조량		4,898 병			

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

8/21 페이지

2. 원료

2.1 정보

2.1.1 혈장 마스터파일 certificate

일반 정보(요약)

혈장마스터파일 존재 유무

대한적십자사: 유, 한마음혈액원: 유

혈장마스터파일 관리번호(혹은 승인번호)

대한적십자사: 2024 PMF

한마음혈액원: 2024 PMF

혈장마스터파일 최종승인일

대한적십자사: 2025. 11. 05.

한마음혈액원: 2025. 11. 05.

혈장품질 및 안전

기준규격

혈장제조소업소 정보 참조

시험방법

혈장제조소업소 정보 참조

2.1.2 원료물질

원료공급 국가명

대한민국

채장혈액원명

대한적십자사, 한마음혈액원

채장혈액 수집기간

대한적십자사: 2024. 10. 26. ~ 2024. 12. 15.

한마음혈액원: 2024. 06. 25. ~ 2025. 01. 26.

공혈의 종류

헌혈

채혈의 종류

성분채혈

2.2 시험

2.2.1 대한적십자사, 한마음혈액원의 개별공혈자에 대한 바이러스부정시험

시험명	방법	해당 혈액원	사용된 진단제제 및 제조사	시험결과
Anti-HIV 1/2	EIA	대한적십자사	Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (한국애보트(유))	적합
		한마음혈액원	Elecsys HIV Duo (Roche)	적합
Anti-HCV	EIA	대한적십자사	Alinity i Anti-HCV (한국애보트(유))	적합
		한마음혈액원	Elecsys Anti-HCV II (Roche)	적합
HBsAg	EIA	대한적십자사	Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (한국애보트(유))	적합

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

9/21 페이지

		한마음혈액원	Elecsys HBsAg II (Roche)	적합
HIV RNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합
		한마음혈액원	COBAS MPX (Roche)	적합
HCV RNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합
		한마음혈액원	COBAS MPX (Roche)	적합
HBV DNA	NAT	대한적십자사	Procleix Ultrio Elite (그리폴즈코리아(주))	적합
		한마음혈액원	COBAS MPX (Roche)	적합

※ 위 시험 외의 혈액원이 추가적으로 수행하는 바이러스부정시험항목에 대해서 표를 추가 수정하여 재작성 및 kit 정보를 포함한 CoA 를 제출

2.2.2 국내혈장에 대한 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	EIA	EIA	EIA	NAT	NAT	NAT
사용된 진단제제 명	Advansure HIV-1/2 ELISA	Monolisa Anti-HCV PLUS Version3	Monolisa HBsAg ULTRA	COBAS AmpliPrep /COBAS TaqMan HIV-1 Test kit	COBAS AmpliPrep /COBAS TaqMan HCV Test kit	COBAS AmpliPrep /COBAS TaqMan HBV Test kit
사용된 진단제제 제조사	LG 화학	Bio-Rad	Bio-Rad	Roche	Roche	Roche
시험결과	EIA 면제 승인 혈액원			NAT 면제 승인 혈액원		

2.2.3 수입혈장에 대한 국내 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법						
사용된 진단제제명						
사용된 진단 제제 제조사						
시험결과						

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

10/21 페이지

3. 원획분

3.1 원료혈장

3.1.1 정보

제 조 원

(주) 녹십자, 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 586

제조번호	Pooling 일자	제조량 (L)	채장혈액원	사용량 (L)	CoA 사항		붙 임
					구분	식별번호	
600A25562	2025. 03. 28.	2,598.114	대한적십자사	2,598.114	-	25-102-SRC	1
600A25575	2025. 04. 15.	2,597.234	대한적십자사	2,597.234	-	25-152-SRC	2
600A25578	2025. 04. 18.	2,597.429	대한적십자사	333.001	-	25-152-SRC	2
			한마음혈액원	2,264.428	-	25-154-SHM	3

* 채장혈액원 및 제조량 등 CoA 사항은 붙임으로 첨부

3.1.2 시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA
시험방법	EIA	EIA	EIA	NAT	NAT
사용된 진단제제명	HIV Combi PT Elecsys cobas e 100	Anti-HCV G2 Elecsys cobas e 100	HBsAg G2 Elecsys cobas e 100	COBAS AmpliPrep /COBAS TaqMan HIV-1 Test kit	COBAS AmpliPrep /COBAS TaqMan HCV Test kit
사용된 진단 제제 제조사	Roche	Roche	Roche	Roche	Roche
시험결과	음성	음성	음성	음성	음성

* 국내 혈액의 경우, 혈액원 별 사용 진단제제명 및 진단제제 제조사가 명시되어 있는 annual list 를 첨부할 것

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

11/21 페이지

3.2 원획분

3.2.1 정보

제조원

☒ (주)녹십자, 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2 로 586☐ Grifols Therapeutics LLC, 8368 US70 Business Hwy, West Clayton, NC 27520☐ 대한적십자사 혈장분획센터, 충청북도 음성군 감곡면 대학길 232 번길 16

보관조건 (용기)

- 20 °C 이하 (폴리에틸렌 비닐백)

저장기간

670A25562: 2025. 04. 02. ~ 2025. 11. 06.

670A25575: 2025. 04. 19. ~ 2025. 11. 06.

670A25578: 2025. 04. 24. ~ 2025. 11. 06.

허가된 저장기간

제조일로부터 36 개월

	제조번호	제조량	사용량	제조년월일	사용된 원료혈장 제조번호
1	670A25562	330.5 kg	121.9 kg	2025. 04. 02.	600A25562
2	670A25575	318.5 kg	98.5 kg	2025. 04. 19.	600A25575
3	670A25578	311.5 kg	239.6 kg	2025. 04. 24.	600A25578

불 활 화 (바이러스제거)

에탄올 처리 농도 670A25562: 41.7%

670A25575: 41.7%

670A25578: 41.7%

처리조건

☒ pH: 6.0 ± 0.1, 에탄올농도: 40.0 ± 4.0 %, 온도: -5.0 ± 1.0°C☐ pH: 5.9 ± 0.1, 에탄올농도: 40.0 ± 2.0 %, 온도: -5.5 ± 1.5°C

3.2.2 시험 (제조사): 670A25562

알부민함량시험

시험방법

자가기시 (전기영동시험법)

시험기준

≥ 총 단백질의 96 %

시험일자

2025. 04. 07.

시험결과

100 %

엔도톡신시험법

시험방법

생기일반 (엔도톡신시험법 (2))

시험기준

≤ 2.5 EU/g

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

12/21 페이지

시험일자 2025. 04. 03.

시험결과 < 1.0 EU/g

*시험결과 기준을 벗어날 경우 생기 일반시험법 중 발열성물질시험법에 따라 시험하여 최종 판정한다.

중합물부정시험

시험방법 유럽약전 (Molecular size distribution)

시험기준 ≤ 10 %

시험일자 2025. 04. 07.

시험결과 1 %

3.2.2 시험 (제조사): 670A25575

알부민함량시험

시험방법 자가기시 (전기영동시험법)

시험기준 ≥ 총 단백질의 96 %

시험일자 2025. 04. 24.

시험결과 100 %

엔도톡신시험법

시험방법 생기일반 (엔도톡신시험법 (2))

시험기준 ≤ 2.5 EU/g

시험일자 2025. 04. 23.

시험결과 < 1.0 EU/g

*시험결과 기준을 벗어날 경우 생기 일반시험법 중 발열성물질시험법에 따라 시험하여 최종 판정한다.

중합물부정시험

시험방법 유럽약전 (Molecular size distribution)

시험기준 ≤ 10 %

시험일자 2025. 04. 24.

시험결과 1 %

3.2.2 시험 (제조사): 670A25578

알부민함량시험

시험방법 자가기시 (전기영동시험법)

시험기준 ≥ 총 단백질의 96 %

시험일자 2025. 04. 30.

시험결과 100 %

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

13/21 페이지

엔도톡신시험법

시험방법	생기일반 (엔도톡신시험법 (2))
시험기준	≤ 2.5 EU/g
시험일자	2025. 04. 28.
시험결과	< 1.0 EU/g

*시험결과 기준을 벗어날 경우 생기 일반시험법 중 발열성물질시험법에 따라 시험하여 최종 판정한다.

중합물부정시험

시험방법	유립약전 (Molecular size distribution)
시험기준	≤ 10 %
시험일자	2025. 04. 28.
시험결과	1 %

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

14/21 페이지

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호	F162A25557
제 조 원	(주) 녹십자, 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 586
구매최종원액 제조원	N/A
제조년월일	2025. 11. 06.
구매최종원액 제조년월일	N/A
보관조건(용기)	30℃ 이하 (STS 316L)
저장기간	2025. 11. 06. ~ 2025. 11. 21.
허가된 저장기간	제조일로부터 30 일
제조량	512.0 L
사용된 원획분의 제조번호	670A25562, 670A25575, 670A25578
사용된 원획분의 사용량	121.9 kg, 98.5 kg, 239.6 kg
최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제	

원료명	제조번호	분량
원획분(원액)	670A25562	121.9 kg
	670A25575	98.5 kg
	670A25578	239.6 kg
카프릴산나트륨	250213028	0.08 mM/g
N-아세틸트립토판	250305021	0.08 mM/g

열처리

처리조건	60.0 ± 0.5 °C, 9 ~ 11 시간
처리기간	2025. 11. 05. 17:48 ~ 2025. 11. 06. 03:48 (열처리시간: 10 시간)

4.2 시험

엔도톡신시험

시험방법	생기일반 (엔도톡신시험법(2))
시험기준	≤ 1.7 EU/mL
시험일자	2025. 11. 10.
시험결과	< 0.2 EU/mL

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

15/21 페이지

*시험결과 기준을 벗어날 경우 생기 일반시험법의 발열성물질시험법에 따른다.

무균시험

시험방법

생기일반 (무균시험법)

시험기준

균 없어야 함

시험기간

2025. 11. 07. ~ 2025. 11. 21.

시험결과

균 없음

※ 재가공/재처리한 경우, 재가공/재처리 공정이 시작된 시점부터 중복된 공정관련 정보를 모두 기재

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

16/21 페이지

5. 완제의약품

5.1 정보

제조번호	162A25557
제 조 원	(주) 녹십자, 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 586
용기형태(규격)	바이알 (100 mL)
총 진 량	100 mL
분병일자	2025. 11. 21.
사용된 최종원액 제조번호	F162A25557
제조년월일	2025. 11. 21.
총 제조수량	4,898 병
저장방법	30℃ 이하에서 동결을 피해 보관
사용(유효)기간	2029. 02. 20.
저온살균 (바이러스 불활화)	
처리조건	60.0±0.5 °C, 10 ~ 11 시간 저온살균
처리일자	2025. 11. 21. 17:45
완료일자	2025. 11. 22. 04:00 (처리시간: 10 시간 15 분)
항온	
처리조건	20~35 °C, 14 일 이상 항온
처리일자	2025. 11. 22. 08:15
완료일자	2025. 12. 08. 07:41 (처리시간: 15 일 23 시간 26 분)

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

17/21 페이지

5.2 시험

성상시험

시험방법

자가기시 (육안검사)

시험기준

거의 무색이거나 황색, 담황색 또는 연녹색을 띠는 투명한 액

시험일자

2026. 01. 29.

시험결과

담황색 투명액

단백함량시험

시험방법

대한민국약전 (질소정량법)

시험기준

표시량의 95 ~ 105 %

시험일자

2026. 02. 12.

시험결과

101 %

확인시험

시험방법

생기각조 (확인시험)

시험기준

정상사람혈청알부민과 침강선이 일치해야 함

시험일자

2026. 02. 09.

시험결과

정상사람 혈청알부민과 침강선 일치함

알부민함량시험

시험방법

자가기시 (전기영동시험법)

시험기준

≥ 총 단백질의 96 %

시험일자

2026. 02. 13.

시험결과

99 %

열안정성시험

시험방법

생기일반 (열안정성시험법 (1))

시험기준

가온 전 후 차이 없음

시험일자

2026. 02. 06.

시험결과

가온 전 후 차이 없음

무균시험

시험방법

생기일반 (무균시험법)

시험기준

균 없어야 함

시험기간

2026. 01. 29. ~ 2026. 02. 12.

시험결과

균 없음

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

18/21 페이지

발열성물질시험

시험방법

생기일반 (발열성물질시험법)

시험기준

■ TR ≤ 1.3℃ (1 회)

□ TR ≤ 3.0℃ (2 회)

□ TR < 5.0℃ (3 회)

시험일자

2026. 02. 10.

시험동물의 온도차

토끼	체중(kg)	주사량(mL)	온도차(℃)	온도차의 합(℃)
1	1.8 kg	5 mL/kg	0.11 ℃	0.50 ℃
2	2.0 kg	5 mL/kg	0.22 ℃	
3	1.9 kg	5 mL/kg	0.17 ℃	
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	
6	N/A	N/A	N/A	
7	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	
9	N/A	N/A	N/A	

시험결과

TR: 0.5 ℃

나트륨함량시험 (1)

시험방법

생기일반 (나트륨정량법)

시험기준

≤ 3.7 mg/mL

시험일자

2026. 02. 05.

시험결과

3.2 mg/mL

나트륨함량시험 (2)

시험방법

생기일반 (나트륨정량법)

시험기준

표시량의 90 ~ 110 %

시험일자

2026. 02. 05.

시험결과

98 %

헴함량시험

시험방법

생기일반 (헴정량법)

시험기준

≤ 0.15

시험일자

2026. 02. 06.

시험결과

0.03

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

19/21 페이지

pH 측정법

시험방법

대한민국약전 (pH 측정법)

시험기준

6.7 ~ 7.3

시험일자

2026. 02. 05.

시험결과

7.0

칼륨함량시험

시험방법

자가기시 (칼륨정량법)

시험기준

 ≤ 0.05 mmol/단백 g

시험일자

2026. 02. 13.

시험결과

0.00 mmol/단백 g

중합물부정시험

시험방법

유럽약전 (Molecular size distribution)

시험기준

 ≤ 10 %

시험일자

2026. 02. 03.

시험결과

3 %

PKA 활성측정

시험방법

생기각조 (PKA 활성측정시험법)

시험기준

 ≤ 35 IU/mL

시험일자

2026. 02. 02.

시험결과

 < 4 IU/mL

불용성이물시험

시험방법

유럽약전(Particulate contamination: visible particles)

시험기준

이물 없어야 함

시험일자

2026. 01. 28.

시험결과

이물 없음

불용성미립자시험 (10 μ m)

시험방법

대한민국약전 (주사제의 불용성미립자시험법)

시험기준

■ 100 mL 이상, 10 μ m 이상: ≤ 25 EA/mL□ 100 mL 미만, 10 μ m 이상: $\leq 6,000$ EA/vial

시험일자

2026. 01. 29.

시험결과

0 EA/mL

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

20/21 페이지

불용성미립자시험 (25 μm)

시험방법

대한민국약전 (주사제의 불용성미립자시험법)

시험기준

■ 100 mL 이상, 25 μm 이상: ≤ 3 EA/mL□ 100 mL 미만, 25 μm 이상: ≤ 600 EA/vial

시험일자

2026. 01. 29.

시험결과

0 EA/mL

주사제의 실용량시험

시험방법

대한민국약전 (주사제의 실용량시험법)

시험기준

표시량 이상

시험일자

2026. 02. 02.

시험결과

표시량 이상임

알루미늄함량시험

시험방법

유럽약전 (Aluminium)

시험기준

 ≤ 200 $\mu\text{g/L}$

시험일자

2026. 02. 11.

시험결과

 < 25 $\mu\text{g/L}$

Summary Protocol for Production and Quality control :
Human Serum Albumin

162A25557

21/21 페이지

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 녹십자-알부민주 20 % 100 mL,
162A25557 의 품질을 보증합니다.

성 명: 김 지 수

직 위: 품질부서책임자

날 짜: 2026.03.12.

서 명: 김 지 수